



ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

MARCA: CA.MI

MODELO: NEW ASKIR 230 12V BR

APLICACIÓN

Equipo médico para realizar la succión de líquidos o fluidos corporales. Son ideales para uso hospitalario o clínico en los servicios de emergencia, hospitalización, UCI y demás especialidades médicas. Además, puede ser utilizado en cuidados de pacientes en su hogar y casas de reposo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Portátil con asa para transporte.
- Silencioso de flujo alto y con bomba de larga durabilidad libre de mantenimiento.
- Filtro antibacterial de fácil reemplazo,
- Nivel de succión regulable mediante una perilla en el panel de control
- El regulador de succión y manómetro indicador de presión de vacío integrados para fácil uso
- Frasco autoclavable con dispositivo de seguridad de sobreflujo integrado en la tapa.

DATOS TECNICOS

- | | |
|---|--|
| - Capacidad de succión: 16 l/min. | - Potencia Absorbida: 100VA |
| - Succión Máxima: 563 mmHg (-0.75 bar). | - Batería PB 12V 4A interna recargable |
| - Motor de Pistón sin aceite libre de mantenimiento | - Autonomía de la batería: 80 minutos |
| - Nivel acústico: 63 dB. | - Tiempo de Recarga de la Batería: 240 min |
| - Frasco de recolección de secreciones con capacidad de 1000 ml | - Dimensiones: 350x210x180mm |
| - Requerimientos de energía, 100-240V AC 50 - 60 Hz. | - Peso: 3.5 Kg. |