



### DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA

MARCA: HUNTLEIGH

MODELO: MD200

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipo de sobremesa.
- Compartimiento para la sonda y almacenamiento del cable.
- Funcionamiento con energía eléctrica o pila recargable.
- Pantalla LCD para visualización de frecuencia cardíaca fetal.
- Tres modos de funcionamiento: estándar, suave y manual.
- Puerto serial RS-232 para exportar datos.
- Ultrasonido de alta sensibilidad.
- Audio superior con dos altavoces.
- Cable espiralado robusto que permite la posición óptima del transductor en todas las circunstancias.
- Indicador de batería baja.
- Salida de audio para auriculares.
- Apagado automático después de 10 minutos de trabajo ó 3 minutos sin señal.
- Tiene diversas frecuencias de trabajo con sondas intercambiables de 2, 3, 4, 5, 8, 10 MHz. (Opcional)

#### DATOS TÉCNICOS

- Frecuencia de trabajo obstétrica: 2 o 3 MHz.
- Rango de frecuencia cardíaca: 60 -210 latidos por minuto (lpm)
- Salida máxima de audio: 500mW
- Longitud del cable de la sonda (completamente extendido): 3.5 m aproximado
- Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 240 x 227 x 79 mm.
- Requerimiento de energía: 230 +- 10% VAC, 50/60Hz.